

## SECULIFE | VL Variable Last

3-349-872-01  
1/7.15

### Funktionsprüfung von Defibrillatoren

- Änderung der Variablen Last von SECULIFE | DF<sub>PRO/BASE</sub>
- Aufnahme der abgegebenen Energie
- Völlig AED-Kompatibel
- Leichte Bedienbarkeit



#### Anwendung

Mit SECULIFE | VL können Sie die Variablen Lasten von SECULIFE | DF<sub>PRO/BASE</sub> mit einer leichten Drehbewegung von 25 Ω bis 200 Ω und zurück in 25 Ω-Schritten verändern.

Die Verbindung über die RS232-Schnittstelle ermöglicht die automatische Erkennung der eingestellten externen Last.

#### Gesamtaufbau



#### Variable-Last-Tabelle

25 Ω → 50 Ω
50 Ω → 75 Ω
75 Ω → 100 Ω
100 Ω → 125 Ω
125 Ω → 150 Ω
150 Ω → 175 Ω
175 Ω → 200 Ω

#### Bestellangaben

Bezeichnung	Typ	Artikelnummer
SECULIFE   VL	Variable Last	M695V

Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie

- im Katalog Mess- und Prüftechnik
- im Internet unter [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com)